



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Příprava pŕd EUCAST

Jak pŕipravít pŕdy pro vyšetŕení MIC a diskovou difuzní metodu.

Základem pro vyšetŕení antibiotické citlivosti EUCAST je MH agar a MH bujon, pro nenáročné bakterie bez suplementŕ, a obohacený suplementy pro náročné bakterie (streptokoky, *Haemophilus influenzae*, *Campylobacter* a další). Obohacené pevné pŕdy se označují jako MH-F agar, obohacený bujón jako MH-F bujon.

[Pŕíprava ploten a bujonu pro vyšetŕení citlivosti \(58.93 KB\)](#)
EUCAST v. 6.0 (1. ledna 2020)