

Doporučení Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s použitými inkontinenčními pomůckami od pacientů s onemocněním covid-19, které byly podrobeny dekontaminaci v přístrojích typu Vakumet a Medivak.

Při použití přístrojů typu Vacumet a Medivak pro dekontaminace inkontinenčních pomůcek od pacientů s onemocněním covid-19, doporučujeme používat zvýšenou dávkou desinfekčního roztoku. Dávku roztoku je vhodné zvýšit minimálně na dvojnásobek. Pro další přepravu odpadu je nutné použít dvojitý obal. V případě, že dojde po dekontaminaci k opětovnému nafouknutí vakuovaného pytle, jehož tloušťka je minimálně 80µm, po dekontaminaci (po celou dobu až do předání specializované firmě), je nutné použít další pytel a znovu podrobit procesu v přístroji.

Zařízení **typu Vakumet a Medivak jsou určeny pouze pro částečnou** dekontaminaci inkontinenčních pomůcek. Infekční agens typu SARS-CoV-2 po této dekontaminaci může přežívat a nedojde k dokonalému odstranění. Takto ošetřené inkontinenční pomůcky od pacientů s onemocněním covid-19 je i nadále považovat za odpad infekční a řadí se pod katalogové číslo **18 01 03**. Takto ošetřený odpad však snižuje riziko pro pracovníky, kteří dále s odpadem nakládají.

Všichni pracovníci, kteří nakládají s nebezpečnými odpady, musí dodržovat bezpečné postupy včetně nošení vhodných OOP a hygieny rukou.

Doporučené postupy pro nakládání s infekčním odpadem jsou podrobně popsány v certifikované Metodice pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení.

<http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/odpady-ze-zdravotnickych-zarizeni>

<http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-3>

https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi