



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Kontrola kvality EUCAST

Aktuální tabulky s rozmezím MIC a průměrů zón kontrolních kmenů. Změny mezi starou a novou verzí jsou popsány v úvodu, viz [Tabulky pro kontrolu kvality EUCAST](#).

[Tabulky pro kontrolu kvality EUCAST \(228.65 KB\)](#)
(verze 11, platná od 1. 1. 2021)

[Referenční hodnoty MIC \(mg/l\) pro definované kmeny *Streptococcus pneumoniae* ze sbírky EUCAST/CCUG s rozdílnou úrovní citlivosti k beta-laktamovým antibiotikům. \(167.65 KB\)](#)

10 kmenů, které vykazují v hodnotách MIC různé úrovně citlivosti na betalaktamy od izolátů divokého typu až po vysoce rezistentní.