

	Teplota uchovávání
Odběr klinického materiálu a uchovávání	+2 až +4°C
Transport do laboratoře Vyšetření materiálu qPCR (chřipka typu A,B, případně subtypy H1, H3)	+2 až +4°C
Spádová virologická laboratoř	
Pozitivní materiál od komplikovaných průběhů chřipky odeslat do NRL pro chřipku v SZÚ (izolát nukleové kyseliny a zbytek klinického materiálu)	NRL pro chřipku SZÚ Tel: 724362602
	Do 48 hod od příjmu: +2 až +4°C
	Nad 48 hod od příjmu: Minimálně -20°
NRL pro chřipku vyšetřuje i v době mimo běžnou pracovní dobu. <u>Urgentní požadavky nutno domluvit na pohotovostním telefonním čísle : 724362602</u>	

Pozn.: odběr sekretu z dýchacích cest doplnit dle možností odběrem vzorku akutní (zároveň se vzorkem z dýchacích cest) a rekonvalescentní krve (10-15 dní od začátku onemocnění). Do NRL lze poslat jak plnou srážlivou krev, tak vzorek séra.